

# loophulp met 4 wielen

Bedankt om deze loophulp te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.

## wat huur je bij Goed?

loophulp met 4 wielen



## gebruik van de loophulp met 4 wielen

### 1 Stap 1: Klap de loophulp open.

- Trek de remhendels naar beneden.
- Duw voorzichtig op het zitje tot de loophulp helemaal opengevouwen is.

*Tip: Controleer altijd even of de zwarte hendel aan de rechterkant helemaal is uitgeklaapt en dat de buis is vergrendeld.*

### 2 Stap 2: Stel de hoogte van de handvatten in.

- Draai de schroef aan de zijkant los en schuif de buis zover naar boven tot de handvatten op de juiste hoogte staan.
- Draai het klemhandvat aan de zijkant van de loophulp los.
- Sta mooi rechtop met je handen los langs je lichaam tussen de loophulp.
- Verstel de loophulp zo dat het handvat juist ter hoogte van je pols komt. Zo ontstaat tijdens het gebruik van de loophulp een lichte buiging in de elleboog. Dat is het meest comfortabel.
- Vergrendel de loophulp op deze hoogte door het klemhandvat opnieuw aan te draaien.

### 3 Stap 3: Trek beide remhendels naar beneden om de loophulp te laten remmen.

### 4 Stap 4: Gebruik het zitje om te rusten.

- Druk de remhendels naar beneden. Zo staat de loophulp op de parkeerrem.
- Draai je om en ga voorzichtig zitten.


### 5 Stap 5: Vouw de loophulp op.

- Duw de hendel aan de rechterzijde van het frame naar boven.
- Trek de buis onder de zit (aan voorzijde loophulp) naar boven.

afbeelding 1



afbeelding 2



afbeelding 3



afbeelding 4



afbeelding 5



afbeelding 6



## tips bij gebruik

- Schuif de loophulp niet te ver vooruit. Hou de loophulp dichtbij je lichaam voor een goede ondersteuning.
- Hou je voeten tussen de achterste wielen.
- Hindernissen nemen doe je door met de punt van je schoen op de trapdop te duwen. De voorste wielen worden opgetild zodat je hindernissen makkelijk kan nemen.
- Gebruik je remmen om de stoep op en af te rijden.
- Verwijder obstakels zoals tapijten als je de loophulp binnenshuis gebruikt.
- Plaats de loophulp dicht bij je stoel, als je vanuit je stoel wil opstaan. Zorg dat de parkeerrem op staat.



### tip

Heb je langere tijd een loophulpmiddel nodig? Informeer zeker of het in dat geval niet voordeliger of praktischer is om een loophulp aan te kopen in plaats van te ontlene.

## wat als het niet zo goed lukt?

Ontleen best een loophulp met twee wielen als je moeite hebt om het tempo van de loophulp te bepalen of als je de remhendels niet kan gebruiken.

## Goed is er voor iedereen

### Goed thuiszorgwinkel

 [www.goed.be/thuiszorgwinkel](http://www.goed.be/thuiszorgwinkel)


 03 205 69 29

 uitleendienst: [www.goed.be/uitleendienst](http://www.goed.be/uitleendienst)

### Goed apotheek

 [www.goed.be/apotheek](http://www.goed.be/apotheek)


### onze webshop is altijd open

 Bestel en reserveer 24/7 op [www.goed.be/webshop](http://www.goed.be/webshop). Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

### maak snel en gemakkelijk een afspraak

 [www.goed.be/afspraak](http://www.goed.be/afspraak)

 03 205 69 29

 **Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.**  
We helpen je graag verder.