

babyweegschaal

Bedankt om deze babyweegschaal te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.

wat huur je bij Goed?

babyweegschaal



hoe werkt de babyweegschaal?

- 1 Duw op de knop 'on/off' om het toestel in te schakelen.
- 2 Weeg je baby comfortabel en correct dankzij de nulmetingsfunctie. Leg vooraf een luier, dekentje, knuffel ... op de weegschaal. Druk op 'tare'. Hierdoor komt het gewicht op 0. Deze items zullen het resultaat van de weging niet vertekenen. Het gewicht dat je afleest is effectief dat van je kind.



tips bij gebruik

- Zet de babyweegschaal op een stabiele ondergrond om zeker te zijn van een correcte meting.
- Maak de weegschaal voor en na gebruik proper met een vochtige doek.
- Dankzij de nulmetingsfunctie ('tare') kan je vooraf een deken, doek, knuffel, luier etc. wegen. Door op 'tare' te drukken zet je het gewicht vervolgens weer op 0, zodat deze het resultaat niet vertekenen.
- Door de opstaande randen van dit toestel en de plaatsing van het scherm, kan je je kindje veilig in de gaten houden zonder risico dat je baby van de weegschaal rolt.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
☎ 03 205 69 29
📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afspraak
☎ 03 205 69 29

🗣️ Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.