

# loophulp met 2 wielen

Bedankt om deze loophulp te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.



## wat huur je bij Goed?

loophulp met twee wielen

## gebruik van de loophulp

- 1 Stel de hoogte van de handvatten in.
  - Draai de vier verstelknoppen aan de zijkant van de loophulp los.
  - Sta mooi rechtop met je handen los langs je lichaam tussen de loophulp.
  - Verstel de loophulp zo dat het handvat juist ter hoogte van je pols komt. Zo ontstaat tijdens het gebruik van de rollator een lichte buiging in je elleboog. Dat is het meest comfortabel.
  - Vergrendel de loophulp op deze hoogte door de verstelknoppen opnieuw aan te draaien.
- 2 Ga achter de rollator staan en stap langzaam naar voor.
- 3 Gebruik het zitje om te rusten.
  - Draai je om en ga voorzichtig zitten.

*Tip: Plaats de loophulp eerst tegen een muur om zeker te zijn dat de loophulp niet zal verschuiven als je gaat zitten.*

*Tip: Bij het terug rechtop komen, kan de gebruiker zich op de handvatten van de rollator opduwen.*

afbeelding 1



afbeelding 3



## tips bij gebruik

- Schuif de rollator niet te ver vooruit.
- Hou de rollator dichtbij je lichaam voor een goede ondersteuning.
- Loop rechtop en kijk vooruit, zo zie je eventuele hindernissen meteen.
- Een hindernis kan je nemen door de achterste poten van de loophulp even op te heffen.
- Vervang de doppen achteraan niet door tennisballen (of ander materiaal). Contacteer ons meteen als er een dop defect is.



**tip**

Verwijder tapijten en andere obstakels. Een effen ondergrond is belangrijk om zo veilig mogelijk met de loophulp te kunnen stappen.



**tip**

Heb je langere tijd een loophulpmiddel nodig? Informeer zeker of het in dat geval niet voordeliger of praktischer is om een loophulp aan te kopen in plaats van te ontlenen.

## onderhoud

Vertonen de doppen achteraan tekenen van slijtage? Kom langs in je thuiszorgwinkel, zodat we deze kunnen vervangen of je loophulp eventueel kunnen omruilen.

## wat als het niet zo goed lukt?

Gebruik een rollator met vier wielen als je geen effen ondergrond hebt of als je de rollator vaak buitenshuis gebruikt.

## Goed is er voor iedereen

### Goed thuiszorgwinkel

[www.goed.be/thuiszorgwinkel](http://www.goed.be/thuiszorgwinkel)

03 205 69 29

uitleendienst: [www.goed.be/uitleendienst](http://www.goed.be/uitleendienst)

### Goed apotheek

[www.goed.be/apotheek](http://www.goed.be/apotheek)

### onze webshop is altijd open

Bestel en reserveer 24/7 op [www.goed.be/webshop](http://www.goed.be/webshop). Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

### maak snel en gemakkelijk een afspraak

[www.goed.be/afspraak](http://www.goed.be/afspraak)

03 205 69 29

**Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.**  
We helpen je graag verder.