



WHEELDRIVE NEXT GENERATION





WHEELDRIVE GAAT VERDER

De WheelDrive is een revolutie op het gebied van elektrische ondersteuning met een baanbrekende technologie die je zelf moet ervaren en je leven zal veranderen.

De WheelDrive is werkelijk uniek te noemen. De extra ondersteuning voor rolstoelen is ontwikkeld om het rijden eenvoudiger te maken en biedt bovendien therapeutische voordelen. Dankzij het unieke concept met de dubbele hoepels biedt de WheelDrive niet alleen extra ondersteuning wanneer je jezelf voortduwt, maar profiteer je ook van een continue aandrijving zonder dat je hiervoor extra hoeft in te spannen.

Je kiest de ondersteuning die je nodig hebt, waarna je volop kunt genieten van de extra mobiliteit en vrijheid, en dat gewoon in je eigen handbewogen rolstoel.

// EXTRA ONDERSTEUNING EN EEN CONTINUE AANDRIJVING:

Beschikt over 2 afzonderlijk te gebruiken hoepels. Je kiest de ondersteuning die je nodig hebt.

// INTUÏTIEF EN VEILIG TE GEBRUIKEN:

Je beweegt jezelf voort zoals je gewend bent, wat uiterst natuurlijk aanvoelt.

// MEER VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID:

Je kunt overal heen en het kost je ook nog eens veel minder inspanning. Veilig en eenvoudig hellingen oprijden en met gecontroleerde snelheid naar beneden rijden.

// JE BLIJFT ACTIEF MET MINDER PIJNKLACHTEN:

Er wordt minder spanning op spieren en gewrichten uitgeoefend en je actieve mobiliteit wordt gestimuleerd.

// EENVOUDIG TE INSTALLEREN OP VRIJWEL ALLE ROLSTOELN:

Snel en eenvoudig te monteren, zonder dat je extra onderdelen nodig hebt of je rolstoel moet aanpassen.



EEN ONGEËVENAARDE ERVARING

De WheelDrive is meer dan een wiel dat extra ondersteuning biedt. Je profiteert van een unieke combinatie van extra kracht en een continue wielaandrijving. Met deze innovatieve oplossing behoort vermoeidheid tot het verleden. Er gaat een wereld voor je open.



ASSIST HOEPEL



DRIVE HOEPEL

EXTRA DUWKRACHT EN EEN CONTINUE AANDRIJVING

De WheelDrive heeft een uniek concept met dubbele hoepels. De grote Assist hoepel biedt extra ondersteuning, zodat je je rolstoel gemakkelijker kunt voortduwen. Wil je moeiteloos vooruitkomen? De kleine Drive hoepel functioneert als een soort joystick op je wiel die een continue aandrijving mogelijk maakt. Met drie rijprofielen kun je kiezen hoeveel ondersteuning je wilt en hoe hard je wilt rijden. Natuurlijk kun je het gebruik van de beide hoepels eenvoudig afwisselen. Je krijgt dus altijd precies de ondersteuning die je nodig hebt.



INTUÏTIEF EN VEILIG TE GEBRUIKEN

Het gebruik van je rolstoel met de extra kracht van WheelDrive voelt zeer natuurlijk. Je zult snel ontdekken hoe eenvoudig het is om het gebruik van de beide hoepels af te wisselen. Dankzij de goed toegankelijke knoppen op het wiel kun je het systeem eenvoudig in- en uitschakelen en je rijprofiel instellen. Je profiteert van ondersteunende duwkracht tot 10 km/u (Assist hoepel) of 6 km/u (Drive hoepel). Daarbij hoef je je geen zorgen te maken dat je de controle verliest. Je rijdt eenvoudig hellingen op door de "terugrolbeveiliging" en tijdens het naar beneden rijden remmen de motoren automatisch; Maximale veiligheid en controle!

MEER VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID

Wil je grotere afstanden afleggen of over moeilijk begaanbaar terrein en tegen hellingen oprijden? Met de WheelDrive kost het je veel minder moeite. Ook het manoeuvreren in kleine ruimten gaat je gemakkelijker af. Als je je rolstoel meeneemt in de auto, kun je de wielen eenvoudig verwijderen. Ervaar een verbeterde mobiliteit en houd meer energie over voor een actief leven.

JE BLIJFT ACTIEF MET MINDER PIJNKLACHTEN

Als je langere tijd gebruikmaakt van een handbewogen rolstoel, krijg je soms pijn in je armen en schouders of neemt de kracht in je spieren af door vermoeidheid. Dankzij de extra kracht van de WheelDrive belast je je spieren en gewrichten minder en voorkom je deze problemen. Tegelijkertijd worden actieve mobiliteit en beweging gestimuleerd, waardoor je actief en onafhankelijk blijft.



EEN AANGEDREVEN ONTWERP AFGESTEMD OP JOU

De controle, functionaliteit en uitstraling van een handbewogen rolstoel gecombineerd met de toonaangevende hulp- en aandrijftechnologie: de WheelDrive biedt je het beste van beide werelden. Verruim je wereld en geniet van ritten die geen moeite kosten!



KENMERKEN EN VOORDELEN VAN DE WHEELDRIVE



// EENVOUDIG TE VERVOEREN, ZOWEL OVER DE WEG ALS IN DE LUCHT

Je kunt de WheelDrive-wielen eenvoudig van je rolstoel verwijderen, zodat je de rolstoel makkelijk kunt meenemen in de auto. Neem je het vliegtuig? De WheelDrive voldoet aan de IATA-vereisten en kan als bagage worden ingecheckt. Meer informatie hierover vind je in de gebruikershandleiding.



// SLIMME ACCUTECHNOLOGIE

De WheelDrive wordt aangedreven door twee lichte, eenvoudig uitneembare accu's die uitstekende prestaties leveren. Deze accu's kunnen binnen twee uur volledig worden opgeladen. Dat is 60% sneller dan andere accu's die momenteel verkrijgbaar zijn. Tijdens het opladen kun je gewoon je gang gaan. Je bent niet aan huis gekluisterd, want je kunt de WheelDrive nog gewoon als handbewogen rolstoel gebruiken. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een extra accu om optimaal van je mobiliteit te genieten en nog langere ritten te maken.



// EENVOUDIG TE INSTALLEREN OP VRIJWEL ALLE ROLSTOELEN

De wielen van de WheelDrive kunnen eenvoudig worden gemonteerd op vrijwel elke lichtgewicht of standaardrolstoel. Hiervoor zijn geen extra onderdelen of aanpassingen aan de rolstoel nodig. Je kunt je eigen handbewogen rolstoel dus blijven gebruiken. Uiteraard kun je je rolstoel op elk gewenst moment weer als handbewogen rolstoel gaan gebruiken, zonder dat je hiervoor met gereedschap in de weer hoeft.

ACTIEF MET MINDER PIJNKLACHTEN*

Heb je pijn in je armen of schouders of neemt de kracht in je spieren af? Ervaar je gedurende de dag pieken en dalen in je energieniveau? Of vergt het gewoon te veel van je om je rolstoel altijd zelf voort te duwen? Dan kan de extra duwkracht van de WheelDrive een ommekeer voor je betekenen. De WheelDrive is echter ook een geweldige oplossing als je fysiek fit bent, maar gewoon grotere afstanden wilt afleggen.

*Houd er rekening mee dat je de rolstoel bij gebruik van de WheelDrive niet met één hand of je voet kunt voortduwen. Het gebruik van de WheelDrive wordt niet aanbevolen in het geval van een verminderd cognitief vermogen of spasmen.

TECHNISCHE GEGEVENS

WheelDrive // EXTRA KRACHT VOOR JE ROLSTOEL

Max. gebruikersgewicht:	130 kg	Max. snelheid (vooruit):	10 km/u (Assist hoepel); 6 km/u (Drive hoepel)
Totale extra breedte vergeleken met standaard wielen (set):	43 mm	Max. bereik (ISO 7176-4):	20 km (Assist hoepel); 12 km (Drive hoepel) (afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het rijprogramma, het weer, de wegomstandigheden, de status van de accu, de staat van de banden enz.)
Gewicht van de accu's (set):	3,6 kg	Max. stoepcapaciteit, achteruit rijdend:	50 mm
Totaal gewicht Incl. accu's (één wiel):	11,5 kg	Oplaadtijd (volledig opgeladen):	Circa 2 uur
Transportgewicht excl. accu's (één wiel):	9,7 kg	Beoogd gebruik en beoogde omgeving:	Voor mensen met een beperkte mobiliteit; die zichzelf voortduwen; voor binnen- en buitengebruik. Rolstoeltype klasse B
Wieldiameter:	24"		

Raadpleeg het bestelformulier voor nadere informatie over de volledige specificaties, opties en accessoires. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor eventuele vragen contact op met Sunrise Medical.
Voor slechtzienden is dit document ook in PDF-indeling beschikbaar op www.SunriseMedical.eu.



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be